

MONIDOR


Monidor Vitals™ potilaan etämonitorointi



Jatkuvaan SpO₂:n ja pulssin arvojen seurantaan



Havaitse ongelmat ajoissa

Monidor Vitals™ hälyttää potilaan happisaturaation tai pulssin arvojen poiketessa raja-arvoista, sekä teknisistä syyistä. Hälytysrajat voidaan asettaa potilaskohtaisesti. Mittausjakson aikaiset arvot tallentuvat historianäkymään. HL7-integraatorajapinta mahdollistaa integraation potilastietojärjestelmiin.





“Käyttö on helppoa ja hoidon aloitus nopeaa”

94 % kliiniseen tutkimukseen osallistuneista hoitajista koki Monidor Vitalsin parantavan potilasturvallisuutta.

**Sisätautiosasto 4A,
Savonlinnan keskussairaala**

Toimintaperiaate

- 1** Pulssioksimetri mittaa jatkuvasti potilaan happisaturaatiota ja pulssia.
- 2** Pulssioksimetri on yhteydessä potilashuoneessa olevaan langattomaan potilasmonitoriin, joka välittää mittausarvot Wi-Fi:n välityksellä etäseurantalaitteeseen.
- 3** Seuraa potilaan happisaturaatiota ja pulssia etänä PC:llä tai älypuhelimella.

Monidor Vitals on class IIb -luokan CE-merkitty lääkinällinen laite. Nonin WristOx2 -pulssioksimetri on CE-merkitty lääkinällinen laite.

MONIDOR