



# MONIDOR

Helpompaa ja turvallisempaa  
IV-infuusiohoitoa etäseurannalla

# Monidrop® W

## INFUUSIOMITTARI

Mahdollistaa helpomman painovoimaisen IV-infuusiohoidon seurannan ja auttaa näin parantamaan potilasturvallisuutta

### Laadukas

Pieni ja tarkka laite

### Potilasturvallisuus

IV-hoitojen tarkempi hallinta

### Käyttäjäturvallinen

Helppo asentaa, käyttää ja huoltaa.

### Yhteensopiva

Sopii useisiin yleisimpiin infuusioletkustoihin.



# IV Screen™

Parempi potilaan IV-hoidon seuranta ja nopeampi reagointi häiriötilanteisiin

## Yleisnäkymä

IV Screen näyttää kaikkien infuusioiden tilan sairaalan osastolla reaaliajassa.

## Lisää tehokkuutta

Etävalvonta säästää hoitajien askelia ja tekee työstä sujuvampaa.

## Vähemmän hälytyksiä

Etäilmoitukset vähentävät hälyä potilashuoneissa, mistä on etua erityisesti yöaikaan.

## Kustannussäästöt

Säästää hoitajien aikaa ja materiaalikustannuksia.

**Monitor maksaa arviolta 2,6-kertaisesti itsensä takaisin.\***



\*Puolitaival A, Savola M, Tuomainen P, Asseburg C, Lundström T, Soini E. Advantages in Management and Remote Monitoring of Intravenous Therapy: Exploratory Survey and Economic Evaluation of Gravity-Based Infusions in Finland. Adv Ther. 2022 Mar 14.



# IV Screen™

## Yleisnäkymä kertoo

- Kaikkien infuusioiden tilan
- IV Screen kertoo etänä:
  1. Ilmoitusten tilan
  2. Infuusionopeuden (ml/h)
  3. Nestemäärän (ml)
  4. Hoidon keston (hh:min)
  5. Akun varaustilan
  6. Tavoitearvot (jos asetettu)

CE 0598

Monidrop® W ja IV Screen™ ovat CE-merkittyjä lääkinällisiä laitteita.

# MONIDOR

## Ota yhteyttä:

Monidor Oy  
Elektronikkatie 3  
90590 Oulu

+358 10 340 7160  
info@monidor.com  
www.monidor.com

Yhteensopiva yleisimpien infuusioletkusten kanssa

Merkkivalo ja -ääni tiputuksen etenemisestä ja mahdollisista ongelmatilanteista

Taustavalollinen näyttö kertoo infuusionopeuden, tiputetun kokonaismäärän ja hoidon keston



Nopea kiinnitys tippakammioon

Langaton yhteys (WLAN)

Akkukäyttöinen/ ladattava

# Monidrop® W